

Übach-Palenberg, 28.08.2008

Das neue Teilmatrizensystem für anatomische Komposit-Füllungen

Das neue Compositi-Tight® 3D™ Teilmatrizensystem von Garrison Dental Solutions zeichnet sich durch den völlig neuen Soft-Face™ 3D-Ring aus, der mit seinen konturierten weichen Silikonenden das Matrizenband optimal an den Zahn adaptiert. Das Ergebnis ist eine verbesserte anatomische Form der Restauration bei Klasse II Komposit-Füllungen im Seitenzahnbereich ohne bukkale oder linguale Kompositüberstände.

Die 3D-Ring Füße haben einen festen Kunststoffkern, der die Ringspannung in den Interproximalbereich lenkt um eine erhöhte Separation der Zähne und einen festeren Kontakt zu erzielen. Die Platzierung des Rings wurde durch eine Einkerbung an der Unterseite der Ringfüße vereinfacht, da so eine Positionierung direkt auf und um den Keil möglich ist.

Das Einführungs-Set beinhaltet die Soft-Face™ 3D-Ringe, thin tine G-Rings® (Ringe mit dünnen Füßchen) für schwierige Indikationen z. B. distal am 3er, eine Auswahl an fünf verschiedenen Größen Matrizenbänder und eine spezielle Applizierzange zum sicheren Positionieren der Ringe. Auf die Compositi-Tight® 3D™ Starter-Sets gewährt Garrison eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Für Bestellungen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Garrison Dental Solutions telefonisch unter 02451 971-409, per Email an info@garrisondental.net oder an Ihren Fachhandel. Die Auslieferung erfolgt über ein Dental Depot Ihrer Wahl.

