

# BeutiBond



## Adhésif photo mono composant, auto-mordançant Un composant – Une étape

BeutiBond est un tout nouvel adhésif «mono» de 7<sup>e</sup> génération pour composite d'obturation sur émail et dentine. Comportant deux monomères résistant à l'hydrolyse, BeutiBond offre une adhésion initiale remarquable à l'émail et à la dentine avec une parfaite stabilité à long terme.

En moins de 30 secondes et en une opération on réalise le mordantage, le primer et le collage. Les manipulations fastidieuses de préparation et de mélange, sont à oublier – le résultat reste excellent. Tout risque de dépigmentation gingivale est pratiquement exclu en raison de la composition exempte de HEMA (Hydroxyethylemetacrylate).

La finesse du film, moins de 5 µm, laisse suffisamment de place pour des réalisations très esthétiques, notamment dans des cavités petites ou peu profondes.

BeutiBond se présente en flacon de 6 ml et en pré dosé (50 x 0,1 ml).



Veillez nous visiter sur notre stand 1.0 / K040.

SHOFU Dental GmbH  
Am Brüll 17  
40878 Ratingen

[info@shofu.de](mailto:info@shofu.de)  
[www.shofu.de](http://www.shofu.de)