

# ResiCem

## Système de scellement adhésif dual universel, particulièrement adapté pour les céramiques Zircone et Alumine

ResiCem est un système de scellement radio-opaque, avec primer auto-mordant pour restaurations indirectes en céramiques, composites, alliages précieux et non précieux. La prise s'effectue par chémo et photo polymérisation.

Le **primer AZ** pour céramiques Alumine et Zircone a été spécialement développé pour ResiCem. Il permet d'obtenir une adhérence maximale et il constitue une innovation majeure en la matière pour ces matériaux modernes de restauration.

ResiCem est utilisable pour toutes les restaurations esthétiques avec une stabilité de teinte à long terme.

Le mordantage n'est plus nécessaire avant d'utiliser ResiCem.

Le primer auto mordant pénètre en douceur dans les microstructures de l'émail et de la dentine.

Grâce à sa charge PRG ResiCem régule en bouche l'absorption ou le largage d'ions fluor suivant la concentration buccale du moment. L'action protectrice contre les caries est permanente.

Trois primers, adaptés aux différents matériaux de restauration, garantissent les propriétés physiques de ResiCem même en faible épaisseur.



Veillez nous visiter sur notre stand 1.0 / K040.

SHOFU Dental GmbH  
Am Brüll 17  
40878 Ratingen

[info@shofu.de](mailto:info@shofu.de)  
[www.shofu.de](http://www.shofu.de)